


Cotral

COTRAL Prima 3D




PROTECTIONS AUDITIVES SUR MESURE

modèle **COTRAL Prima 3D**

- Guide d'utilisation -

DESCRIPTION

1. la poignée pour saisir la protection
un code couleur permet d'identifier immédiatement la protection droite (poignée rouge) de la protection gauche (poignée bleue)
2. le crochet
3. le conduit
4. un code d'identification unique gravé sur la poignée
5. un filtre acoustique



CONSEILS D'UTILISATION

Vos protections auditives réutilisables ont été fabriquées à partir de vos empreintes, elles sont donc **adaptées à votre morphologie**.

Pour une 1^{ère} utilisation, portez vos protections progressivement :


- commencez par 2 h. en fin de poste pour le premier jour*,
- augmentez le temps de port au fur et à mesure.

Pour faciliter la mise en place dans l'oreille appliquez de la crème Comfortis sur l'embout des protections

* vos protections habituelles doivent être portées le reste du temps de travail. Un protecteur doit être positionné dans un endroit calme.

Vous devez vous protéger 100 % du temps passé au bruit.


MISE EN PLACE DES PROTECTIONS DANS L'OREILLE



- 1 Présentez l'embout de la protection face au conduit auditif, en tenant la protection par la poignée. Vous pouvez faciliter les 1^{ères} mises en place en appliquant la crème Comfortis sur la protection. *(Un repère rouge identifie la protection de l'oreille droite).*
- 2/3 Introduisez le conduit de la protection dans l'oreille en effectuant 1/4 de tour vers l'arrière et en montant légèrement la poignée pour positionner et verrouiller le crochet (partie pleine).
- 4 La protection est en place.

Pour enlever la protection :

Déverrouillez le crochet en exerçant une légère pression sur la poignée vers le bas. Le crochet ressort. Puis 1/4 de tour vers l'avant pour ôter la protection du conduit auditif.



Correct

Incorrect

Veiller à ce que la mise en place soit correcte pour que votre protection soit efficace.

L'ENTRETIEN AVEC LA GAMME CLEANIL

Pour préserver les qualités des protections pendant toute leur durée de vie, nous vous conseillons :

- un nettoyage quotidien avec les lingettes Cleanil,
- un entretien hebdomadaire avec les pastilles effervescentes CLEANIL pour dissoudre les impuretés et le cérumen accumulés à l'intérieur du perçage et du filtre acoustique.

Utilisation des pastilles CLEANIL

- 1 Faites fondre une pastille dans un gobelet d'eau tiède.
- 2 Plongez les protections auditives dans la solution et laissez agir 2 heures minimum (**ne pas enlever le cordon**).
- 3 Rincez les protections à l'eau claire, évacuez les impuretés du filtre avec la poire du kit Cleanil Pro (**positionnez la poire côté poignée de la protection**), séchez l'ensemble avec un linge propre.
- 4 Après utilisation, rangez vos protections dans l'écrin prévu à cet effet.

L'utilisation de la gamme Cleanil pour l'entretien des protections n'est pas nocif pour l'utilisateur. Pour obtenir toutes les recommandations sur l'utilisation se référer à la notice Cleanil.

Conserver les tubes Cleanil bien fermés et dans un endroit sec.

Pour obtenir de nouvelles pastilles, demandez à votre responsable sécurité.



ADAPTATION

Les protections doivent être correctement positionnées dans vos oreilles, elles doivent tenir et ne pas bouger. **Deux à trois semaines vous permettront de vous adapter parfaitement à vos protections.**

Certaines sensations : résonance intérieure, impression d'évoluer dans un caisson insonorisé, gêne au niveau de l'oreille, sont temporaires et s'estomperont au fil du temps.

SANTE

Pour préserver votre audition, vous devez vous protéger **100% du temps d'exposition au bruit.**

Le port non continu de protections auditives dans des ambiances sonores supérieures à 80 dB(A) peut induire un déficit auditif **irréversible.**

RECOMMANDATIONS

1. Introduire, mettre en place et entretenir les protections conformément aux instructions contenues dans ce guide.
2. Porter les protections en permanence dans des environnements bruyants.
3. Soumettre les protections à des contrôles réguliers afin de s'assurer de leur aptitude à l'emploi (usure, détérioration...). En cas d'anomalie, contacter votre responsable "sécurité" qui s'assurera de la remise en état des protections.
4. Les protections COTRAL doivent être stockées dans un endroit propre et sec avant et après leur utilisation. Un écrin est prévu à cet effet.
5. Au delà de la période de garantie des protections, nous conseillons de réaliser une nouvelle prise d'empreintes ou de réaliser un test d'efficacité CAPA.

Avertissements:

Il convient de ne pas utiliser ces bouchons d'oreille s'il y a un risque que l'élément de raccordement soit happé au cours de son utilisation. Demander au technicien de prévention un "cordon sécurité".

Si les recommandations données ne sont pas respectées, la protection fournie par le bouchon moulé sera considérablement diminuée. Certaines substances chimiques peuvent avoir un effet négatif sur ce produit. Il convient de demander de plus amples informations au fabricant :

Laboratoire COTRAL - ZA Charles Tellier 14110 CONDE SUR NOIREAU
Tél: 0825 80 09 90.

	Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
AT17	Affaiblissement	13.1	14.3	15.9	16.6	22.5	31.1	33.4	32.9	H25
	Ecart type (dB)	4.7	3.4	3.5	4.7	2.8	4.7	3.8	6.3	M17
	APV	8.4	10.9	12.4	11.9	19.7	26.4	29.6	26.6	L14

CE Vos protections COTRAL Prima 3D, en Crylit (matériau dur spécialement conçu pour la fabrication numérique), sont certifiées CE selon la norme EN 352-2:2002.

Organisme notifié ayant effectué l'essai CE de type : BGIA Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Alte Heerstr. 111, 53757 Sankt Augustin, Europäisch notifizierte Stelle Kennnummer 0121

Pour plus d'informations : Laboratoire COTRAL ZA Charles Tellier 14110 F.CONDE-SUR-NOIREAU Tél. +33 (0)2 31 69 36 36 www.cotral.com SAV +33 (0) 2 31 69 15 03.

ANGEPASSTER GEHÖRSCHUTZ

Modell **COTRAL Prima 3D**

- BEDIENUNGSANLEITUNG -

Beschreibung:

1. Der Griff
Eine farbige Kennzeichnung erleichtert die sofortige Unterscheidung von rechtem (roter Griff) und linkem (blauer Griff) Gehörschutz.
2. Der Bogen
3. Der Filterkanal
4. Individuelle Kennzeichnung, die auf dem Griff eingraviert ist.
5. Der akustische Filter



TIPPS ZUR HANDHABUNG DER GEHÖRSCHÜTZER


Ihre Gehörschützer sind nach Ihren Ohrabdrücken maßgefertigt worden, d.h. sie sind der Beschaffenheit Ihrer Ohren exakt angepasst. In der Anfangsphase sollten Sie sich schrittweise an das Tragen Ihrer Gehörschützer gewöhnen:

- Beginnen Sie mit 2 Stunden zum Ende Ihres ersten Arbeitstages*
- Steigern Sie die Tragezeit nach und nach

Sie können auch etwas Comfortis-Creme auf Ihre Gehörschützer auftragen, um das Einsetzen ins Ohr zu erleichtern.

*In dieser Phase sollten Sie während der übrigen Zeit einen anderen Gehörschutz verwenden, damit Sie 100 % der Zeit geschützt sind, die Sie im Lärm verbringen.

EINSETZEN DER GEHÖRSCHÜTZER INS OHR:



- 1 Setzen Sie den Gehörschützer auf Ihr Ohr und fassen Sie ihn dabei am Griff an. Das erste Einsetzen wird etwas erleichtert, wenn Sie zuvor etwas Comfortis-Creme auf den Gehörschützer auftragen. (Der rechte Gehörschützer ist durch einen roten Griff gekennzeichnet).
- 2/3 Führen Sie den Gehörschützer ins Ohr ein und drehen Sie ihn dabei um ein Viertel nach hinten, indem Sie den Griff leicht anheben, damit der Bogen an der richtigen Stelle sitzt und den Gehörschützer sicher verriegelt.
- 4 Der Gehörschützer ist jetzt richtig eingesetzt.

Herausnehmen des Gehörschutzes:

Lösen Sie die Verriegelung, indem Sie den Griff leicht nach unten drücken. Dabei löst sich der Bogen. Drehen Sie den Gehörschutz dann um ein Viertel nach vorne, um ihn aus dem Gehörgang herauszunehmen.



Richtig



Falsch

Achten Sie darauf, dass der Gehörschutz immer korrekt eingesetzt ist, damit Sie wirksam gegen den Lärm geschützt sind.

PFLEGE IHRER GEHÖRSCHÜTZER MIT CLEANIL-REINIGUNGSPRODUKTEN

Um eine lange Lebensdauer Ihrer Gehörschützer zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen

- Die tägliche Reinigung mit CLEANIL-Reinigungstüchern ,
- Eine wöchentliche Reinigung mit den CLEANIL-Reinigungstabletten, um Schmutz und Ohrenschmalz zu entfernen, die sich in der kleinen Öffnung und am Filter abgesetzt haben

Verwendung der CLEANIL-Reinigungstabletten

- 1 Lösen Sie eine Tablette in lauwarmem Wasser auf.
- 2 Lassen Sie die Gehörschützer mindestens 2 Stunden in der Lösung (die Schnur bitte nicht entfernen).
- 3 Spülen Sie die Gehörschützer danach mit klarem Wasser ab und entfernen Sie Verunreinigungen des Filters mit der kleinen Handpumpe, die dem CLEANIL-Reinigungsset beiliegt (führen Sie die Pumpe an der Seite neben dem Griff in die kleine Öffnung ein)
- 4 Trocknen Sie die Gehörschützer mit einem sauberen Tuch ab und legen Sie sie in das dafür bestimmte Etui.

Die CLEANIL-Reinigungsmittel für die Pflege der Gehörschützer sind völlig unschädlich.

Nähere Informationen und Empfehlungen zur Anwendung finden Sie im CLEANIL-Datenblatt.

Die CLEANIL-Röhrchen sollten gut verschlossen an einem trockenen Ort aufbewahrt werden.

Neue Reinigungstabletten erhalten Sie über Ihren Präventionstechniker.



ANPASSUNG

Die Gehörschützer sollten korrekt im Ohr sitzen, sie sollten einen guten Halt haben und nicht verrutschen. Zur vollständigen Eingewöhnung genügen in der Regel zwei bis drei Wochen. Bestimmte Wahrnehmungen in der Anfangszeit wie eine "innere Resonanz", das Gefühl, sich in einem völlig abgeschirmten Raum zu befinden oder ein Fremdkörpergefühl im Ohr sind vorübergehend und verschwinden nach einiger Zeit von selbst.

GESUNDHEIT

Um Ihr Gehör zu erhalten, sollten Sie den Gehörschutz während 100 % der Zeit tragen, die Sie dem Lärm ausgesetzt sind. Wenn Sie in einem Bereich über 80 dB(A) nicht ständig einen Gehörschutz tragen, kann dies zu irreversiblen Gehörschäden führen.

EMPFEHLUNGEN

1. Verwenden und pflegen Sie den Gehörschutz entsprechend den Empfehlungen dieser Gebrauchsanweisung.
2. Wenn Sie Lärm ausgesetzt sind, sollten Sie Ihren Gehörschutz ständig tragen.
3. Lassen Sie den Gehörschutz regelmäßig überprüfen, um sicher zu gehen, dass seine Trageeigenschaften gewährleistet sind (Abnutzung, Beschädigungen, etc.). Wenn Ihnen etwas auffällt, teilen Sie dies Ihrer Sicherheitsfachkraft mit, die sicherstellen wird, dass der Gehörschutz wieder instand gesetzt wird.
4. Vor und nach Gebrauch sollten die COTRAL-Gehörschützer sauber und trocken in dem dafür bestimmten Etui aufbewahrt werden.
5. Nach Ablauf der Garantie des Gehörschutzes empfehlen wir die erneute Abnahme des Ohrabdruckes oder die Überprüfung der Gehörschützer mithilfe des Dämmungstests CAPA.

Hinweise:

Wenn die Gefahr besteht, dass die Schnur des COTRAL-Gehörschutzes während der Benutzung abreißen könnte, sollte der Gehörschutz nicht getragen werden.

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann der Gehörschutz ernsthaften Schaden nehmen. Einige chemische Stoffe können dieses Produkt beschädigen. Nähere Informationen erhalten Sie beim Hersteller:

Labor COTRAL GmbH - Lebacher Straße 4 - 66113 Saarbrücken - Tel. 0681 9963-637.

	Frequenz (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
AT17	Dämmung	13.1	14.3	15.9	16.6	22.5	31.1	33.4	32.9	H25
	Standardabweichung (dB)	4.7	3.4	3.5	4.7	2.8	4.7	3.8	6.3	M17
	APV	8.4	10.9	12.4	11.9	19.7	26.4	29.6	26.6	L14

C Ihre PRIMA 3D Gehörschützer aus Crylit* sind nach EN 352-2:2002 zertifiziert. Der CE-Test wurde durchgeführt vom BGIA Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Alte Heerstr. 111, 53757 Sankt Augustin, Europäisch notifizierte Stelle, Kenn-Nummer 0121

Nähere Informationen erhalten Sie bei: Labor COTRAL Lebacher Straße 4 - 66113 Saarbrücken
Tel. 0681 9963-637 - www.cotral.de

*Crylit : Material aus gehärtetem Acrylharz, das speziell für die digitale Fertigung von COTRAL-Gehörschützern entwickelt wurde.

GEHOORBESCHERMING OP MAAT

Model COTRAL Prima 3d

- Gebruikshandleiding -

OMSCHRIJVING

1. Handvat voor het vastnemen van de gehoorbescherming

Er is een rode markering aangebracht op de rechter gehoorbescherming (rood handvat) en een blauwe markering voor de linker gehoorbescherming (blauw handvat)

2. de haak
3. de gehoorgang
4. een unieke identificatiecode bestaande die op het handvat zijn gegraveerd
5. een akoestisch filter



GEBRUIKSAANWIJZING

Uw gehoorbescherming wordt gefabriceerd op basis van uw oorafdrukken en daardoor zijn ze precies afgestemd op de vorm van uw oren.


Als u voor het eerst gehoorbescherming gebruikt, dan raden we u aan daaraan langzaam te wennen:

- de eerste dag*, de gehoorbescherming dragen gedurende de laatste 2 uur van de werkdag.

- verhoog de draagtijd geleidelijk aan. U kunt ook Comfortis crème op het oorstukje van de gehoorbescherming aanbrengen voor het gemakkelijk plaatsen van de gehoorbescherming in het oor.

* U dient dan wel een andere gehoorbescherming te gebruiken om u 100% te beschermen tegen lawaai.

PLAATSEN VAN DE GEHOORBSCHERMING IN HET OOR



- 1** Neem de gehoorbescherming vast bij het handvat en houdt het oorstukje van de gehoorbescherming bij de ingang van het oor. Als u de gehoorbescherming voor het eerst plaatst, kunt u de Comfortis crème aanbrengen om de gehoorbescherming gemakkelijker te plaatsen.

(Een rode markering geeft aan welke gehoorbescherming in het rechter oor dient te worden geplaatst).

- 2/3** Duw de gehoorgang van de gehoorbescherming in het oor en draai deze naar achter zodat deze goed en stevig wordt geplaatst.

- 4** De gehoorbescherming is nu geplaatst.

Om de gehoorbescherming uit het oor te halen:

Maak de haak los door lichtjes op het handvat naar beneden te duwen. Het haakje veert. Draai $\frac{1}{4}$ slag naar voor en trek de gehoorbescherming uit de gehoorgang..



juist



fout

De gehoorbescherming dient correct te zijn geplaatst voor een doeltreffende bescherming.

ONDERHOUD VAN DE GEHOORBESCHERMING MET BEHULP VAN CLEANIL PRODUCTEN

Om de kwaliteit van de gehoorbescherming gedurende de gehele levensduur ervan te garanderen, adviseren we u deze:

- dagelijks te reinigen met de speciale Cleanil doekjes,
- wekelijks te reinigen met de CLEANIL bruistabletten voor het oplossen van de onzuiverheden en oorsmeevorming aan de binnenzijde van het gehoorbuisje en in de akoestische filter.

Gebruik van de CLEANIL tabletten

- 1 Los 1 bruistablet op in een beker met lauw water.
- 2 Leg de gehoorbeschermers in de oplossing en laat minimaal 2 uur inwerken (het touwtje niet verwijderen).
- 3 De gehoorbeschermers afspoelen met schoon water en de filter schoonblazen met de peervormige droogblazer uit de kit CLEANIL PRO (plaats de droogblazer aan de kant van het handvat van de gehoorbescherming). Daarna afdrogen met een Cleanil desinfecterend doekje.
- 4 Na gebruik kunt u de gehoorbeschermers opbergen in het speciale opbergdoosje.



Het gebruik van de Cleanil producten voor het onderhoud van de gehoorbescherming is niet schadelijk voor de gebruiker. Voor meer informatie over gebruik en aanbevelingen, adviseren we u de bijsluiter bij de Cleanil tabletten aandachtig te lezen.

De Cleanil tabletten goed afgesloten en op een droge plaats bewaren.

Nieuwe tabletten kunt u verkrijgen bij de persoon die binnen uw bedrijf verantwoordelijk is voor de veiligheid.



GEWENNING

De gehoorbeschermers dienen correct in het oor te worden geplaatst. Ze dienen goed op hun plaats te zitten en mogen niet bewegen. Na twee tot drie weken zult u volledig gewend zijn aan de gehoorbescherming.

Bepaalde waarnemingen zoals inwendige resonantie, een gevoel van in een geluiddempende kast te zitten, kunnen hinder aan het oor geven, maar die hinder is van tijdelijke aard en verdwijnt na verloop van tijd.

GEZONDHEID

Om uw gehoor te behouden, dient u zich 100% van de tijd dat u aan lawaai bent blootgesteld te beschermen.

Indien de gehoorbescherming niet consequent en permanent wordt gedragen in een lawaaierige omgeving waar het geluidniveau hoger is dan 80 dB(A) kan onomkeerbare gehoorschade optreden.

AANBEVELINGEN

1. Inbrengen, plaatsen en reinigen van de gehoorbescherming conform de voorschriften van deze handleiding.
2. De gehoorbescherming permanent dragen in een lawaaierige omgeving.
3. De gehoorbescherming regelmatig controleren om na te gaan of ze voor gebruik geschikt zijn (slijtage, beschadiging...). Bij schade aan de gehoorbescherming dient u contact op te nemen met de persoon die binnen uw bedrijf verantwoordelijk is voor de veiligheid en die ervoor zal zorgen dat de gehoorbescherming weer aan de eisen voldoet.
4. COTRAL gehoorbescherming dient na gebruik bewaard te worden in een schone en droge omgeving. Daarvoor is een speciaal opbergdoosje beschikbaar.
5. Op het einde van de garantieperiode van de beschermingen raden wij u aan om nieuwe afdrukken te laten nemen, of om een CAPA-efficiëntietest af te nemen.

Waarschuwing:

De COTRAL gehoorbescherming mag niet worden gebruikt als het aansluitement tijdens het gebruik gaat knellen.

Wanneer niet wordt voldaan aan de voorschriften, zal het effect van de op maat geleverde gehoorbescherming substantieel afnemen. Bepaalde chemische stoffen kunnen een negatief effect hebben op de gehoorbescherming. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice +33 (0) 2 31 69 15 03.

	Frequentie (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Mf/dB		13.1	14.3	15.9	16.6	22.5	31.1	33.4	32.9	H25
Sf/dB		4.7	3.4	3.5	4.7	2.8	4.7	3.8	6.3	M17
APVf/dB		8.4	10.9	12.4	11.9	19.7	26.4	29.6	26.6	L14

Mf/dB: gemiddelde demping - Sf/dB: standaard afwijking - APVf/dB: beschermende werking

CE Uw PRIMA 3D gehoorbescherming, vervaardigd uit Crylit* is gecertificeerd conform EU-norm EN 352-2:2002. Erkend instituut dat dit type EG-test heeft uitgevoerd: BGIA Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Alte Heerstr. 111, 53757 Sankt Augustin, Europäisch notifierte Stelle Kennnummer 0121

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Laboratoire COTRAL - ZA Charles Tellier - 14110 CONDE-SUR-NOIREAU - Frankrijk - Tel. +33 (0)2 31 69 36 36
www.cotral.com - SAV +33 (0) 2 31 69 15 03.

*Crylit : is een hard materiaal dat speciaal is ontwikkeld voor de digitale fabricage van COTRAL gehoorbescherming.

CUSTOM-MADE HEARING PROTECTORS

COTRAL Prima 3D model

- User Guide -

DESCRIPTION

1. protector extraction handle
a colour code for immediate differentiation of the right ear protector (red handle) from the left ear protector (blue handle)
2. the hook
3. the tip
4. a unique identification code engraved on the handle
5. an acoustic filter



RECOMMENDATIONS FOR USE

Your hearing protectors have been manufactured from your ear impressions: they are therefore a perfect fit.


When first used, wear your protectors gradually:

- the first day, start with 2 hours at the end of your shift*,
- gradually increase the length of time worn.

We advise you apply the Comfortis cream to facilitate insertion into the ears during the first couple of weeks.

* Your usual protection should be worn during the rest of your work. The hearing protection should be put in place in a calm environment.

INSERTING THE PROTECTORS INTO YOUR EARS



- 1 Place the tip of the protector against the ear duct, holding it by the handle. Insertion will be easier the first few times if you apply Comfortis cream to the protectors. (The right ear protector can be identified with the red marker).
- 2/3 Insert the protector tip into the ear, twisting it a quarter-turn backwards, slightly raising the handle to position and lock the hook (solid part).
- 4 The protector is in place.

To remove the protector:

Press the handle lightly downwards to unlock the hook. The hook is released. The protector is then removed from the ear duct by twisting it a quarter-turn forwards.



Correct



Incorrect

The protectors must be correctly inserted to ensure efficient operation.

CLEANIL RANGE CARE ROUTINE

To preserve the qualities of your protectors throughout their service life, we recommend:

- daily cleaning with Cleanil wipes,
- thorough weekly cleansing with CLEANIL effervescent pastilles to dissolve any accumulation of impurities and wax inside the small cavity and acoustic filter.

Using CLEANIL pastilles

- 1 Dissolve a pastille in a beaker of warm water.
- 2 Immerse the hearing protectors in the solution and allow them to soak for a minimum of 2 hours (do not remove the cord).
- 3 Rinse the protectors in clean water, remove any impurities from the filter with the Cleanil Pro blower device by squeezing it (position the device on the handle side of the protector); dry all parts with a clean cloth.
- 4 When not in use, keep your protectors in the case provided.

Using the Cleanil range to keep protectors clean is not harmful to users. Please refer to the Cleanil instruction leaflet for recommendations for use.

Keep Cleanil tubes properly closed in a dry place.

To obtain new pastilles, contact your Security Supervisor.



FITTING

The protections must be correctly positioned in your ears; they must keep in place and not move. Two to three weeks will be enough to allow you to perfectly adapt to your protections.

Some sensations: resonance in the head, impression of walking around in a soundproofed chamber, ear discomfort, are temporary and will fade over time.

HEALTH

You need to protect yourself 100% of the time from exposure to noise in order to preserve your hearing.

Discontinuous wear of hearing protections with environmental noise exceeding 80 dB(A) may cause irreversible hearing loss.

RECOMMENDATIONS

1. Introduce, insert and maintain the protections according to the instructions contained in this guide.
2. Constantly wear the protections in noisy surroundings.
3. Subject the protections to regular inspections in order to ensure their suitability for use (wear and tear, deterioration...). In the event of an abnormality, contact your head of "safety" who will arrange repair of the protections.
4. The COTRAL protections must be stored in a clean and dry place before and after use. A case is provided for this purpose.
5. Beyond the guarantee period of the protections, we recommend further taking of impressions or conducting a CAPA efficacy test.

Warnings:

These earplugs should not be used if there is any risk of the connecting element being ensnared during use.

If the recommendations given are not followed, the protection provided by the moulded plug will be substantially impaired. Some chemical substances may have a negative effect on this product. Further information should be obtained from the manufacturer:

Laboratoire COTRAL - ZACHarles Tellier 14110 CONDE SUR NOIREAU
Tel.: +33 (0) 2 31 69 15 03.

	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
AT 17	Average attenuation	13.1	14.3	15.9	16.6	22.5	31.1	33.4	32.9	H25
	Standard deviation (dB)	4.7	3.4	3.5	4.7	2.8	4.7	3.8	6.3	M17
	APV	8.4	10.9	12.4	11.9	19.7	26.4	29.6	26.6	L14

C Your PRIMA 3D Crylit* hearing protectors are EC certified, in line with standard EN 352-2:2002.
 The organism notified for the relevant EC testing is as follows: BGIA Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Alte Heerstr. 111, 53757 Sankt Augustin, Europäisch notifizierte Stelle
 Kenn-Nummer 0121

For further information, please contact the COTRAL Laboratory - ZA Charles Tellier - 14110 CONDE-SUR-NOIREAU - FRANCE - Tel. +33 (0)2 31 69 36 36 - www.cotral.com - After-Sales Dept. +33 (0) 2 31 69 15 03.

*Crylit: hard material, specially designed for the digital manufacture of COTRAL hearing protectors.



Cotral

Laboratoire COTRAL

BP 100 F.14110 CONDE SUR NOIREAU Cedex

☎ +33 (0)2 31 69 36 36 - 📠 +33 (0)2 31 69 36 35 - www.cotral.com

COTRAL International

B Laboratoire COTRAL, c/o CFCIB, Kunstlaan 8, B-1210 BRUSSEL

☎ +32 (0) 2 545 11 52 - 📠 +32 (0) 2 545 11 46 - www.cotral.be

CH Labor COTRAL, Verkaufsbüro, Bahnhofstraße 52, CH-8001 ZÜRICH

☎ +41 (0) 44 214 67 24 - 📠 +41 (0) 44 214 65 19 - www.cotral.ch

Labor COTRAL

DE Labor COTRAL GmbH, Lebacher Straße 4, Postfach 10 05 43, D- 66113 SAARBRÜCKEN

☎ +49 (0) 681 9963 637 - 📠 +49 (0) 681 9963 621 - www.cotral.de